

# Hausser Öko Clean Dental ST schaumarm

**Leistungsstarker saurer Reiniger**  
**-Technische Information-**

## **Anwendungsgebiete:**

Der LCT Hauser Öko Clean Dental ST schaumarm entfernt Kalk, Urinstein, Rost, Algen, mineralische Ablagerungen u.v.m.  
Einsetzbar zur Rohr-und Behälterreinigung.  
Frei von Salzsäure und Lösungsmitteln.  
Schaumarm!

## **Anwendungsweise:**

Den LCT Hauser Öko Clean Dental ST - Reiniger konzentriert oder verdünnt einsetzen.  
Maschinelle Reinigung entsprechend der Bedienungsanleitungen der Maschinen durchführen.

## **Hinweis:**

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen oder hochglanzpolierten Metallen einsetzen.  
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein!

## **Vor Frost schützen!**

## **Technische Daten:**

Aussehen: flüssig  
Farbe: gelb  
Geruch: charakteristisch  
Erstarrungspunkt: ca. - 4°C  
Siedebeginn: ca. 98°C  
Dichte: 1,14 g/m<sup>3</sup>

## **Ergänzende Unterlagen:**

EU-Sicherheitsdatenblatt

## **Entsorgung:**

Abfallschlüssel Nr.: 070601 – wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen  
Nr.: 200129 – Reinigungsmittel die gefährliche Stoffe enthalten  
Belastete Lösungen müssen einer geeigneten Abwasserbehandlung zugeführt werden.